




ESSENTIALS

RAINTREE ESSIX




RAINTREE ESSIX Folien

A+ KRISTALLKLAR UND EXTREM FORMSTABIL

für Splints, Schnarcherschienen und Aufbißschienen
 Vielfalt an Folienstärken
 für den Gebrauch mit Acryl und Haftvermittlern
 garantiert keine Blasenbildung innerhalb eines Jahres
 "Lebens"dauer 6 Monate

Stärke	5" eckig	125mm eckig	125mm rund	120mm rund	Menge
.020" 1/2mm	1004-110025	1004-110020	1004-111020	1004-111021	100St
.030" 3/4mm	1004-110035	1004-110030	1004-111030	1004-111031	100St
.040" 1mm	1004-110045	1004-110040	1004-111040	1004-111041	100St
.060" 1 1/2mm	1004-110065	1004-110060	1004-111060	1004-111061	50St
.080" 2mm	1004-110085	1004-110080	1004-111080	1004-111081	50St
.120" 3mm	1004-113500	-	1004-113125	1004-113120	25St



ACE GLEICHBLEIBEND PRÄZISES TIEFZIEHEN

ideale Retention für Nicht-Knirscher
 speziell entwickelt für geringe Zahnbewegungen unter Anwendung
 des Hilliard Systems
 perfekt geeignet für Pontics
 für den Gebrauch mit Acryl und Haftvermittlern
 hohe Transparenz
 garantiert keine Blasenbildung innerhalb eines Jahres
 "Lebens"dauer 18 bis 24 Monate

ESSIX Pontics



Stärke	5" eckig	125mm eckig	125mm rund	120mm rund	Menge
.030" 3/4mm	1004-11A350	1004-11A347	1004-11A325	1004-11A320	100St
.035" 7/8mm	1004-11AH50	1004-11AH347	1004-11AH25	1004-11AH20	100St
.040" 1mm	1004-11A450	1004-11A478	1004-11A425	1004-11A420	100St

RAINTREE ESSIX Folien

C+ DIE BESTÄNDIGSTE FOLIE

perfekt für Knirscherschienen und Aufbißschienen nach Hilliard ohne Acryl
speziell entwickelt für geringe Zahnbewegungen unter Anwendung
des Hilliard Systems

im Mund kaum sichtbar beim Tragen

garantiert keine Blasenbildung oder Risse innerhalb von 2 Jahren

extrem lange "Lebens"dauer 24 Monate

nicht für den Gebrauch mit Acryl und Haftvermittlern geeignet

C+ nur in .040"/1mm Stärke erhältlich.

Durchmesser	Art. Nr.	Menge
5 ^{mm} eckig	1004-11C500	100St
125mm eckig	1004-11C478	100St
125mm rund	1004-11C125	100St
120mm rund	1004-11C120	100St
135mm rund	1004-11C135	100St

WELCHE Folien soll ich WANN verwenden?

Gebrauch	ACE	C+	A+
Ideale Retention für Nicht-Knirscher	X		
Retention für Knirscher		X	
Gebrauch mit dem Hilliard System	X	X	
Splints, Schnarcherschienen und Aufbißschienen			X
TMJ Splints	X		
ESSIX Pontics	X		X
Verbindet sich mit Acryl/Haftvermittler	X		X
Beständiges Tiefziehen	am besten	gut	besser
Transparenz	am besten	gut	am besten
Mittlere "Lebensdauer"	18-24 Mo.	24 Mo.	6 Mo.
Garantiert keine Blasenbildung	12 Mo.	24 Mo.	12 Mo.